

プローブの対応滅菌方法(装置)一覧表

滅菌方法 滅菌装置メーカー/確認資料等		ステラッド(過酸化水素低温プラズマ滅菌)							
		ジョンソン&ジョンソン							
滅菌装置メーカー		50	100S (※1)	200 (※1)	NX (※2)	100NX適合			
						スタンダード	Duo	エクスプレス	Flex
蒸気滅菌	ACP-08	○	○	○	○	○	×	×	×
先端カーブ型	CRP-10H	○	○	○	○	○	×	×	×
小型平型	FDP-08	○	○	○	○	○	×	×	×
	FDP-10	○	○	○	○	○	×	×	×
小型平型 (DVM-4300専用)	FP10M5N5A	○	○	○	○	○	×	×	×
バイオネット型 (DVM-4300専用)	HP10M2N5A	○	○	○	○	○	×	×	×
フレキシブル型 (DVM-4300専用)	HP10M2N5AF	○	○	○	○	○	×	×	×
	HP20M1N5AF	○	○	○	○	○	×	×	×
鉗子用 (ES-100VX専用)	LFP-10H	○	○	○	○	○	×	×	×
ロング	LRP-08	○	○	○	○	○	×	×	×
	LRP-10	○	○	○	○	○	×	×	×
バイオネット型 (DVM-4500専用)	NP20M1N8A	○	○	○	○	○	×	×	×
フレキシブル型 (DVM-4500専用)	NP10M2S8AF	○	○	○	○	○	×	×	×
	NP20M12S8AF	○	○	○	○	○	×	×	×
ペンシル型 (DVM-4300専用)	P5M05N5A	○	○	○	○	○	×	×	×
	PP10M5N5A	○	○	○	○	○	×	×	×
経頭蓋ドブラ (DVM-4300T専用)	PW2M15N5A	○	○	○	○	○	×	×	×
小型ホルダー無し (DVM-4300専用)	SP10M2N5A	○	○	○	○	○	×	×	×
挟み込み (DVM-4500専用)	TK10M3S8AF	○	○	○	○	○	×	×	×
	TK10M4S8AF	○	○	○	○	○	×	×	×
	TK10M5S8AF	○	○	○	○	○	×	×	×
小型ペンシル型	VRP-08	○	○	○	○	○	×	×	×
	VRP-10	○	○	○	○	○	×	×	×

※1:ショートサイクルのみ

※2:スタンダードサイクルのみ